



## Montage Anweisungen




### Bestandteile


- a. Obere Stütze
- b. Knieplattform
- c. Untere Stütze
- d. Hilfsstützen
- e. Fixier-Schraube
- f. Haltegurt




1.) Mit dem Griff nach vorne, legen Sie die Rohre der oberen Stütze in die Sockelfassung der Knie-Plattform. Wenn das Loch an der Unterseite des linken Rohres nicht auf das Loch in der Plattform ausgerichtet werden kann, dann drehen Sie das Rohr bis es zusammenpasst.



2.) Finden Sie das rechte Seitenstützrohr durch die Kennzeichnung mit einem kleinen "R" im oberen Bereich. Drücken Sie den kleinen silbernen Knopf und setzen Sie das Stützrohr in den Boden der Knieplattform bis der federnde Knopf im Loch einrastet. Als Nächstes bringen Sie das linke Stützrohr an. Achten Sie darauf, dass die beiden Seitenstützrohre und die Knieplattform fest sitzen.




3.) Verbinden Sie die untere Stütze mit der Knieplattform, indem Sie das Rohr zur Höheneinstellung mit der Halterung der Knieplattform verbinden bis der silberne Knopf einrastet. Ziehen Sie am Höheneinstellrohr, stellen Sie sicher, dass es eingerastet ist.




4.) Die Stützrohre und das Höheneinstellrohr müssen richtig ausgerichtet sein, damit die Fixierschraube durch alle vier Löcher passt und mit der Mutter auf der anderen Seite verschraubt werden kann.

Hinweis: Der Krückenfuß muss für die entsprechende Beinseite eingestellt werden. Für das rechte Bein muss der Krückenfuß nach rechts und für das linke Bein nach links gerichtet sein (180° Drehung).



5.) Beachten Sie vor dem Anbringen des Handgriffes an der oberen Stütze, dass auf der Oberseite jeder oberen Stütze und an der Unterseite des Handgriffes eine Verzahnung existiert. Diese Zähne sollten ineinandergreifen um Verschiebungen bei den oberen Stützen zu verhindern. Fixieren Sie mit den Flügelschrauben in den Schlitzen die oberen Stützen.



6.) Richten Sie die T-Verschluss-Schnalle des Halte-Gurtes auf das erhöhte "T"-Schloss an der oberen Stütze und der Knieplattform aus. Ziehen Sie an der Schnalle um sie zu schliessen. Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Seite. Um die Schnalle zu öffnen, drücken Sie an der Schnalle einfach nach vorne bis sie sich löst.

Hinweis: Die grauen Schnallen sollten sich immer auf der Aussenseite des Beines befinden.